

## <血液培養採取容器変更のご案内>

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度血液培養採取容器を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。  
誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

「変更内容」	血液培養採取容器
「実施日」	平成16年10月上旬頃より現在庫終了次第随時



保管（使用前）	室温
保管（使用后）	室温
有効期限	容器に表示
採取量	各3～10ml
備考	①現採取容器の製造中止に伴い変更させていただきます。 ②振とう培養法により「陰性」の判定が7日間になります。 ③通常、好気用、嫌気用の計2本でご提出下さい。 ④抗菌薬を中和させるレズン入りボトルです。
検査案内書記載ページ	検査項目：P137、微生物学検査 採取容器：P154、容器一覧の24（現容器）