

## < 検査容器変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、病理組織用容器(中サイズ)につきまして、製造元(アジア器材株式会社)より、製品に一部軽微な仕様変更を行う旨の連絡がございました。これを受け、弊社におきましても下記のとおり、取り扱いさせていただきますのでご案内申し上げます。  
なお、容器の品質に関しましては、今回の仕様変更による影響は一切ございません。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 《実施日》

現行容器の在庫が無くなり次第

### 《変更内容》

項目名	病理組織検査	
容器番号	43	
対象容器	病理組織用容器(中サイズ)	
	新	現
容器		
備考	<p><b>【変更点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・キャップ天面はフラット構造</li><li>・液だれ防止のためリブ構造を追加</li></ul> <p>※ その他、外形・容器に大きな変更はございません。</p> <p><b>【注意事項】</b></p> <p>現行容器と新容器では本体・キャップのネジ構造が異なるため密閉できません。漏れの原因となりますので、新・旧組み合わせによるご使用はおやめください。</p>	

以上

**KML** 株式会社 京浜予防医学研究所

〒216-0042 川崎市宮前区南野川 3-22-1

TEL 044-777-3254 <https://www.kml-net.co.jp/>