

## 《 インフルエンザ抗原に関するお知らせ 》

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今年度も標記検査項目の受託を開始致しますのでご案内申し上げます。

インフルエンザ抗原検査の検体種により検出感度及び特異性が異なるため、弊社では検出感度の良い鼻腔ぬぐい液でのご提出をお勧め致します。尚、容器ご注文の際は綿棒が二種類(咽頭用、鼻腔用)ございますので、どちらかをご指定下さい。

何卒、ご利用の程宜しくお願い致します。

敬具

### 記

受託開始検査項目 : インフルエンザA/Bウイルス抗原

所要日数 : 2日

検査料金 : 1400円

【インフルエンザ抗原検出試薬自主点検統一プロトコールに準じた臨床性能試験成績(2003年)】

検体種		感度(%)	特異性(%)	一致率(%)	検体数
咽頭ぬぐい液	A型	85.3 (64/75)	100 (119/119)	94.3 (183/194)	194
	B型	71.6 (48/67)	99.2 (126/127)	89.7 (174/194)	
鼻腔ぬぐい液	A型	<b>96.8 (90/93)</b>	<b>97.4 (148/152)</b>	<b>97.1 (238/245)</b>	245
	B型	<b>87.9 (58/66)</b>	<b>99.4 (178/179)</b>	<b>96.3 (236/245)</b>	
鼻腔吸引液	A型	95.4 (125/131)	100 (145/145)	97.8 (270/276)	276
	B型	91.2 (52/57)	100 (219/219)	98.2 (271/276)	

検体採取法は裏面を参照して下さい。